

saniswiss

Biosanitizer S4

3-in-1

Ympäristöystävällinen erilaisten pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin soveltuva puhdistus- ja desinfiointiaine
Supertiiviste



3-in-1 puhdistaa, desinfioi ja poistaa hajut **ympäristöystävällinen** ei sisällä aldehydiä, klooria tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä **kustannustehokas** voidaan laimentaa tarpeen ja vaatimusten mukaan, **laajavaikutteinen** tehoa laajasti eri patogeeneihin, **nopeavaikutteinen** vaikutusaika 15 minuuttia, **ei jäämiä** ei jätä pinnoille aktiivijäämiä, **yhteensopiva** useimpien materiaalien kanssa mukaan lukien alkoholiherkät pinnat, **ei tarvitse huuhdella** nopeampi käyttää, **hyväksytty** elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin

Biosanitizer S4

Ympäristöystävällinen erilaisten pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin soveltuva puhdistus- ja desinfiointiaine Supertiiviste

Ympäristöystävällinen

Biosanitizer S4 ei sisällä alkoholia, aldehydiä, biguanidia, klooria, fenolia, VOC-yhdisteitä (haittuvia orgaanisia yhdisteitä) tai muita vaarallisia kemikaaleja tai yhdisteitä.

Taloudellinen

Koska tuote on supertiiviste, se alentaa käyttökustannuksia. Erityistapauksissa Biosanitizer S4:ää voidaan ruiskuttaa tai jopa käyttää yhdessä Saniswissin kuivapyyhkeiden kanssa.

Laajavaikutteinen

Laajavaikutteinen teho vaatii liuoksen korkean pitoisuuden ansiosta vain lyhyen vaikutusajan. 3-in-1-koostumus puhdistaa, desinfioi ja poistaa hajut samanaikaisesti

Käyttöohjeet

Mittaa käyttöliuoksen annos tarkasti käyttämällä käytännöllistä 20 ml:n annostelupumppua ja 8 litran ämpäriä. Pyyhi pinnat kostealla liinalla. Pyri aina pyyhkimään kaikki pinnat täydellisesti. Älä sekoita tuotetta muiden puhdistusaineiden kanssa, jotta sen mikrobiologinen teho ei heikkene.

Toimii erilaisilla pinoilla	%	Biosanitizer	H ₂ O	Käsittelyaika
	0,25	2,5 ml	997,5 ml	1–15 min

Monipuolinen

Vaahtoamaton, joten huuhtelua ei tarvita. Biosanitizer S4 on testattu automaattisissa puhdistuskoneissa, kun suurten alueiden desinfiointi on tarpeen ja puhdistusaine saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Biosanitizer S4:n (S = surfaces, pinnat) perusajatus on sama kuin Saniswissin ympäristöystävällisessä desinfiointiainetuotesarjassa. Se on puhdistusliuostiiviste, joka sopivan laimennuksen jälkeen toimii tehokkaasti kaikilla pinoilla. 3-in-1-koostumus samanaikaisesti puhdistaa, desinfioi ja poistaa hajut tutkimuspöydistä ja hoitokärryistä, tuoleista ja pöydistä, lattiasta ja seinistä jne. Huuhtelu ei ole tarpeen. 5 litran kanisterissa toimitettavasta tiivisteestä saadaan laimennettuna 2 000 litraa käyttövalmista liuosta. Tiiviste vähentää ympäristövaikutuksia ja säästää säilytystilaa. Biosanitizer S4:ssä teho ja kustannustehokkuus ovat täydellisessä tasapainossa taisteltaessa sairaalainfektioita vastaan kaikissa sairaaloiden tiloissa (esimerkiksi osastoilla, teho- hoitoyksiköissä ja leikkaussaleissa).



bss4 062016EN



Noudattaa EU:n EN-standardeja

Bakterisidinen teho standardin EN 1040 mukaan (0,25 % 5 min) mukaan lukien *s. aureus* ja *p. aeruginosa*, EN 1276 (0,25 % 5 min), mukaan lukien *s. aureus*, *p. aeruginosa* ja *e. hirae*. EN 13697 (0,25 % 15 min) mukaan lukien *e. coli*, *s. aureus*, *p. aeruginosa* ja *e. hirae*.

Jestisidinen teho standardin EN 1275 mukaan (0,25 % 5 min) mukaan lukien *c. albicans*, EN 13624 (0,25 % 15 min) mukaan lukien *c. albicans*, EN 13697 (0,25 % 15 min) mukaan lukien *c. albicans*

Mykobakteerinen aktiivisuus polyoomaviruksia vastaan
• *M. tuberculosis hominis*
(0,25 % 15 min)

Virus, seuraavasti:

- HBV (0,25 % 1 min)
- HIV (0,25 % 15 min)

Koostumus

Didekyylimetyyliammoniumkloridi (CAS-nro 7173-51-5: 3,5 % m/m), N-(3-aminopropyyl)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini. (CAS-nro 2372-82-9: 5,5 % m/m), ioniton pinta-aktiivinen aine, EDTA, suola, allergisoivia aineita sisältämätön kevyt metsän tuoksuinen hajuste.

Biosidi