

=Pesutehon testaamiseen=

# CliniCheck USW



CliniCheck USW on uusi indikaattori automaattisten instrumenttipesukoneiden pesutehon seurantaan

## Ominaisuudet

- **Standardin ISO 15883 osan 5 mukainen**  
Testitahra täyttää standardin asettamat vaatimukset
- **Suuri luotettavuus**  
Paljastaa suurella luotettavuudella automaattisen puhdistusprosessin puutteellisuudet
- **Helppokäyttöinen**  
Helposti asetettavissa pesukorin reunaan ja helppo tulkittavuus
- **Helppo testituloksen rekisteröinti**  
Testitahra on painettu pienen muoviarikin pintaan, joka on helppo säilyttää testidokumenttina
- **Monipuolinen**  
Soveltuu sekä tavanomaisille, että ultraäänipesukoneille

## Käyttö

- 1 Aseta CliniCheck USW pidikkeeseensä.



- 2 Aseta pidike pesukorin sisäreunaan
- 3 Prosessin jälkeen suorita arviointi
- 4 Tallenna CliniCheck USW laatudokumenttina
- 5 Käytä jokaisessa pesusykliissä



## Clinichem

Hallitie 12, 47400 Kausala,  
Tel. 05 38 181 80, Fax. 05 38 181 83  
Email: [clinichem@clinichem.fi](mailto:clinichem@clinichem.fi)  
[www.clinichem.fi](http://www.clinichem.fi)

- Annetut tiedot voivat tuotekehityksen tms. seurauksena muuttua ilman erillistä informaatiota

## Tuloksen arviointiesimerkkejä



alkuperäinen

Väärä pesuaine tai sitä on liian vähän

Testi hyväksytty

Määritä aina alkuun ne olosuhteet (pesuaineen laatu ja määrä, lämpötila, pesuaika ja indikaattorin sijainti), jossa testitahra lähtee puhtaaksi. Sen jälkeen noudata aina samoja käytäntöjä, jolloin jatkuvassa käytössä CliniCheck USW paljastaa pesutehossa tapahtuvat muutokset.

## ● Ongelmaesimerkkejä

Testitulos	Virhetuloksen aiheuttaja ja korjaavat toimenpiteet
	<ul style="list-style-type: none"><li>● tarkista pesuaineen laatu ja/tai määrä</li><li>● tarkista pesuaika ja/lämpötila</li><li>● tarkista kuorman asettelu</li><li>● tarkista veden suodatin ja suihkusuuttimet</li><li>● tarkista CliniCheck USW:n sijainti</li><li>● tarkista pumppu</li><li>● tarkista pesuaineen saatavuus (syöttöputket ja säiliö)</li><li>● tarkista esipesulämpötila, ei liian korkea</li><li>● tarkista ultraäänien teho (ultraäänipesurit)</li></ul>

## Pakkaus



- 100 CliniCheck USW -indikaattoria PE-purkissa
- Pidike saatavana erikseen

## ■ Varastointi- ja käsittely

- Säilytä huoneenlämmössä kosteudelta ja valolta suojattuna alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa.
- Älä kosketa testitahraa käsitellessäsi indikaattoria