

Terveydenhuollon välineissä viime aikoina tapahtunut teknologinen kehitys on tuonut uusia haasteita välineiden puhdistukseen. Ei voida aina olla varmoja pesutekniikan/ohjelmien/pesuaineen tehokkuudesta kaikkien välineiden suhteen. Tällöin puhdistustehokkuuden ja -tuloksen kontrollointi on tärkeää, koska puhdistustulos vaikuttaa myöhemmin tapahtuvien desinfioinnin ja steriloinnin onnistumiseen. Puhdistustehokkuuden kontrollointi tulee kyseeseen erityisesti koneellisessa pesussa, sillä koneet ovat automaattisia, ja vaikka ne kontrolloivat pesuparametreja hyvinkin tarkkaan, ne eivät kontrolloi pesukoneesta riippumattomia tekijöitä, kuten pesuaineen laatua tai pesusuihkun tunkeumaa. Ne eivät havaitse sitä, onko puhdistus tapahtunut. Puhdistustehokkuuteen vaikuttavat pesuaine, pesuveden lämpötila ja pesuveden tunkeutuminen puhdistettaviin kohteisiin sekä pesuaika. Hyvä pesutulos saavutetaan vain näiden muuttujien oikealla yhdistelmällä.

EVIT TTDF on uuden tyyppinen pesuindikaattori, jolla pesukoneiden toimintaa ja pesutulosta voidaan tehokkaasti valvoa. EVIT TTDF-indikaattori testaa vesisuihkun tehoa, pesulämpötilaa ja pesuaineen oikeaa annostelua (TTDF = Time, Temperature, Detergent, Flow).

**Ominaisuudet**

- Paljastaa tehokkaasti pesuprosessin puutteet ja tehottomuuden
- Helppo käyttää, sisältää sekä testi-indikaattorin että testilaitteen
- Testitulos helposti arkistoitavissa laatudokumenttina
- Soveltuu hyvin pesuaineiden ja pesukoneiden vertailuun



EVIT TTDF:n testitäplä koostuu eläimen verisoluista, proteiineista sekä sideaineesta, jolla aineet yhdistetään ja seos kiinnitetään ruostumattoman teräslevyn pintaan. Testikontaminaatio on ISO 15883:n mukainen. Se vastaa erinomaisesti puhdistettavien hoitovälineiden tavanomaista kontaminaatiotyyppiä.

Pakkaus:

- Aloituspakkauksessa 20 testi-indikaattoria testikoteloiheen + kiinnitystelineen
- Täydennyspakkauksessa 24 testi-indikaattoria testikoteloiheen
- Jokainen yksittäinen indikaattori on hermeettisesti pakattu alumiinipakkaukseen.

KÄYTTÖOHJE

- 1) Aseta testi-indikaattorin pidin pesukoriin. Määrittele sopiva sijainti pesusuihkujen suunnan, yms. tekijöiden mukaisesti. Käytä aina samaa paikkaa, siten huomaat pesutehossa ajan oloon tapahtuvat muutokset paremmin. Kiinnitä pidin tukevasti pesukoriin tms.
- 2) Poista EVIT-indikaattorisysteemi (=indikaattorilevy + testikotelo)
alumiinipakkauksesta
ja aseta se pitimeen siten, että indikaattoritäplä jää näkyviin.
- 3) Aja normaali pesuohjelma (kuivauksineen jos kuivaus on)
- 4) Poista pidin korista, pura indikaattorisysteemi ja poista indikaattorilevy testikotelosta
- 5) Tarkastele levyyn jäävää testitäplää ja vertaa sitä ohjeeseen. Epäselvässä tapauksessa toista testi ja/tai muuta pesuohjelman parametreja.
- 6) Kuivaa indikaattorilevy ja arkistoi testitulokset osana laatudokumentointia.



Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12

47400 Kausala

p. 05 381 8180

www.clinichem.fi

Patent pending

EVIT TDF:n tulkinta



1. Alkuperäinen



2. Onnistunut testitulos



3. Pesuaine puuttuu, pesuainetta liian vähän tai pesuaine ei sovellu



4. Pesulämpötila liian alhainen tai tehoton vesisuihku