

saniswiss

Biosanitizer S2

2-in-1

Ympäristöystävällinen lääkinnällisten laitteiden ja pintojen puhdistus- ja desinfiointiaine



Turvallinen ei vaarallisten aineiden symbolia, **hellävarainen** herkille lääketieteellisille laitteille, vähäisempi haihtuminen, joten **kustannustehokas**, **alkoholiton**, **älykäs** pitää pinnat kosteina määräysten mukaisesti, **sitruksen** raikas tuoksu, **tehokas** tehoaa laaja-alaisesti erilaisiin patogeeneihin, **tieteellisesti kehitetty** lääketieteelliseen käyttöön.



Biosanitizer S2

Ympäristöystävällinen lääkinnällisten laitteiden ja pintojen puhdistus- ja desinfointiaine

Turvallinen

Sanitizer Surfaces S2:ssa ei ole vaarallisten aineiden symbolia ja sitä voidaan käyttää turvallisesti etiketin käyttöohjeen mukaan. Raikkaan sitruksen tuoksun ansiosta se on suosittu vaihtoehto epämiellyttävien hajujen peittämiseksi.

Hellävarainen

Tieteellisesti kehitetty tuote erityisesti herkille lääketieteellisille laitteille ja pinnoille, kuten tutkimustuolien verhoilun puhdistamiseen. Saniswiss Biosanitizer S2 säilyttää tällaisten pintojen luonnollisen joustavuuden ja estää kuivumisen, halkeilun ja lohkeilun.

Taloudellinen

Käyttövalmis desinfointiaine lääkinnällisten laitteiden pintojen desinfointiin. Koska tuote ei sisällä alkoholia, aldehydiä tai fenolia, haihtuminen pyyhkimisen aikana on vähäisempää, mikä säästää kustannuksia ja varmistaa vaatimusten mukaisen pintojen puhdistuksen ja desinfioinnin.

Alkoholiton

Alkoholin käyttäminen hoitoympäristössä voi aiheuttaa allergioita, keuhkosairauksia ja ihon kuivumista sekä potilaille että henkilökunnalle. Nämä vaarat voidaan tehokkaasti ratkaista käyttämällä Biosanitizer S2:ta, myös intensiivisessä käytössä.

Älykäs

Saniswiss Biosanitizer S2 on saatavilla käytännöllisessä sumutinpullossa ja täyttökannisterissa ja se täyttää kaikki miellyttävän käytön vaate- ja lääkinnällisten laitteiden pintojen puhdistamiseksi.

Samassa hengessä kuin ympäristöystävälliset, vesipohjaiset puhdistus- ja desinfointiaineemme pinnoille ja lääkinnällisille laitteille, kehitimme tuotesarjan erityisesti niille, joiden prioriteettina on kustannustehokkuus antimikrobista tehoa vaarantamatta. Toisin kuin muut alkoholittomat puhdistusaineet, Saniswiss Biosanitizer S2 on nopeavaikutteinen ja se tehoaa laaja-alaisesti erilaisiin patogeeneihin, mukaan lukien MRSA, VRE ja clostridium difficile -itiöt. Tuotetta on saatavilla sumutinpullossa ja taloudellisessa täyttökannisterissa.



750 ml:n pullo, sis. sumutinpullon

tuotekoodi 132062



5 000 ml:n kanisteri

tuotekoodi 132063

bss2_032017EN

Noudattaa EU:n EN-standardeja

Bakterisidinen standardin EN 13727 mukaisesti

- MRSA
- VRE Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Staphylococcus aureus
- Salmonella typhimurium
- Listeria monocytogenes
- Legionella pneumophila
- Serratia marcescens
- Proteus mirabilis
- Klebsiella pneumonia

Jestisidinen standardin EN 13624 mukaisesti

- Aspergillus niger
- Candida albicans
- Penicillium chrysogenum
- Penicillium verucosum

Mycobakterisidinen standardin EN 14204 mukaisesti

- Mycobacterium terrae
- Mycobacterium avium
- Mycobacterium bovis

Virusidinen standardin EN 14476 mukaisesti

- BVDV surrogate of HCV
- PRV surrogate of HBV
- Vaccinia virus as surrogate HIV
- influenza
- H5N1
- H1N1
- Herpes simplex virus
- Rotavirus

Sporisidinen standardin EN 13704 mukaisesti

- Cladosporium cladosporioides
- Clostridium difficile -itiöt

Koostumus

Vesi, bentsalkoniumkloridi, C12-14 alkyl ethylbenzylammonium chloridi, didekyylidimetyyliammoniumkloridi, 2-propanoli, C9-11 Pareth-8, peretikkahappo, PPG-2-metyylieetteri, polyaminopropylibiguanidi, kokamidopropylibetaini, tetranatrium EDTA.