

Stericlin® Instrumenttilokerikko

Stericlin® on lisännyt tuotevalikoimaansa uuden instrumenttien lokerikkopussin.

Se on valmistettu kestävästä kuitukankaasta ja läpinäkyvästä laminaattikalvosta.

Lokerikkopussilla voidaan tehdä instrumenttisetit tai sillä voidaan erinomaisesti ylläpitää instrumenttien järjestystä varastoitaessa.

Esimerkiksi atulat, veitsien varret, anturit, kojeiden lisäosat on helppo asetella lokeroihin.



Pussissa on erikokoisia lokeroita, joihin instrumentit asetellaan pesun jälkeen.

Huom! Tuote ei itsessään ole sterilointipussi, vaan täytetty lokerikkopussi asetetaan sterilointikoriin joko rullattuna tai suorana, jonka jälkeen ne steriloidaan.

Pussissa on prosessi- indikaattori.



Lokerikkopussi toimii myös steriilinä alustana.

Pussi on kertakäyttöinen.

Tilaustiedot:

Tuotenro.	Koko	Pakkaus	Hinta / 250 kpl.
VP 1982	52 x 21 cm	250 kpl.	73,50 €

Kysy lisää!!