

## KEN BWD 736 & BWD 738

### Suurikapasiteettiset huuhtelu/desinfiointilaitteet



Suuri kapasiteetti

Ergonominen

Syvyysmitta vain 46 cm



### Maksimikapasiteetti minimi-tilassa

KEN BWD736 on saatavana sekä lattia- että seinä asennuksella. BWD738 on kaksiovinen läpiontomalli. Jopa ovi avoinna BWD:n syvyysmitta on vain 88 cm. Pienistä ulkomitoista huolimatta siihen voidaan kerralla kuormata 3 pyöreää alusastiaa kansineen, tai 3 virtsapulloa. BWD 736 ja BWD738 ovat saatavana sekä manuaalisella että automaattisella ovella.

Automaattinen ovi -toiminto voi tapahtua joko kauko-ohjauksella tai jalkapedaalilla. Kauko-ohjausyksikkö on asetettu seinään, se voidaan aktivoida esim. kevyellä kyynärpään painalluksella. Laajalla lisävaruste- valikoimalla saavutetaan suuri joustavuus optimaalinen käyttö.



### Edut:

- Selkeä näyttö esittää prosessi- ja häiriötiedot suomeksi.
- Käyttäjäystävällinen operointipaneeli, jossa indikaattoripalkki esittää prosessin etenemisen.
- 5 vakio-ohjelmaa valmiina
- Suuri pesukammio
- Voidaan kuormata myös SPRI-koreja 450x340x70 mm
- Kapasiteetti 3 pyöreää alusastiaa tai 3 virtsapulloa.
- Myös läpiantomallina

### Normit ja huolto

Kaikki KEN-laitteet täyttävät voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset. Sairaalalaitteet ovat myös EN ISO 15883:n mukaiset, mm. pesutehon testauksen osalta SIS-TR3:2001:n mukaan.

KEN-laitteilla on Suomessa maan kattava huoltoverkosto.

### Lisävarusteet

Runsaasti lisävarusteita saatavana eri tarpeisiin, tarvittaessa myös erityistarpeisiin ja mittailaustyönä. Ota yhteyttä maahantuojaan lisätietojen saamiseksi.

### Maahantuonti, myynti ja huolto:



**Clinichem Oy Ltd.**

Hallitie 12, 47400 Kausala

www.clinichem.fi



### Määrittelyt

Sähköliitäntä	3N~400V, N, J, 50Hz
Teho ja sulake	6kW/10A tai 9kW/16A
Vesiyhde	Kylmä vesi: 1 kpl., ¾" RG, 5-30°C, 0-30°dH
Vesiyhde	Kuuma pehmenetty vesi: 1 kpl., ¾" RG, 30-70°C, 0-3°dH
Veden paine	200-800 kPa
Poisto	Ø 110 mm P/S, seinä tai lattia (ilmoitettava)
Veden kulutus	
Virtsapullo-ohjelma	2 pesuvaihetta, 16 l
Virtsapullo-ohjelma	3 pesuvaihetta, 24 l
Erikisohjelma	5 pesuvaihetta, 40 l
Pesuaineannostelu	Pumppu
Pesuineterila	2 x 5 l:n kanisterille
Pesupumpun kapasiteetti	130 l/min.
Pesukammion mitat kork x lev x syv	500 x 485 x 370 mm
Melutaso	n. 60 dB(A) (äänen paine)
Tiiveysluokka	Vakio IP 21

Oikeudet muutoksiin pidätetään