

Prestige Medical - ratkaisut infektioiden ehkäisyyn

Prestige Medical Ltd. on ISO 9001-2000/EN13485 laatusertifioitu englantilainen yhtiö. Classic – autoklaavit ovat suunniteltu viimeisimpien turvallisuus- ja tehokkuusstandardien mukaisiksi. Ne ovat CE-merkittyjä (tunnus CE0086) ja terveydenhuollon laitedirektiivin 93/42/EEC -mukaisia.

Standardit ja ohjeistukset

Classic –autoklaavit täyttävät seuraavien standardien ja ohjeistusten asettamat vaatimukset:

- EN61010-1:1995, sähköturvallisuus
- IEC 601, sähköturvallisuus- ja tuoteturvallisuusstandardi
- DIN 58946 osa 8 Tyypitesti mikrobiologiselle tehokkuudelle
- EMC EN 50081-1, EN 50082-1, sähkömagneettisuusstandardi sekä siihen liittyvä standardi EN 50082-2
- BS 3970 Part 4 Standardisointiviranomainen British Standardsin vaatimukset autoklaaveille ja paineastioille
- ESCHLE Sähköturvallisuusnormi sairaalalaboratoriolaitteille (UK)
- UL 544 Underwriters Laboratory (USA), sähkö- ja tuoteturvallisuusnormi
- CSA Std C22.2 Kanadalainen sähkö- ja tuoteturvallisuusnormi
- FDA 510k Food and Drug Administration (America)



Prestige Medical Limited
East House, Duttons Way,
Shadsworth Business Park,
Blackburn BB1 2QR

Tel : +44 (0) 1254 682 622
Fax : +44 (0) 1254 682 606

www.prestigemedical.co.uk
sales@prestigemedical.co.uk

Registered in England
Reg No. 2826798
Vät No. 633707835

Registered Office:
Unit 1, First Avenue
Maybrook Industrial Estate
Minworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 1PA

Prestige Medical is a registered trademark

Maahantuonti, myynti ja huolto:



Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12
47400 Kausala
p.05 3818180
f. 05 381 8181
email. clinichem@clinichem.fi
www.clinichem.fi

Classic



Prestige Medical Classic – yli miljoona käyttäjää 80 eri maassa

Tekninen taulukko

	Malli	210001	210002	210004	210006	210007	210008	210011	210047	210048	210052	210134
Ulkomitat:	Leveys	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm
	Korkeus	335mm	420mm	420mm	335mm	420mm	335mm	335mm	335mm	420mm	335mm	335mm
	Paino	4.0kg	4.8kg	4.8kg	5.3kg	4.8kg	4.0kg	4.0kg	4.0kg	4.8kg	4.0kg	5.4kg
	Kammion halkaisija	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm
	Kammion korkeus	236mm	328mm	328mm	236mm	328mm	236mm	236mm	236mm	328mm	236mm	236mm
	Kammion tilavuus	9 litres	12 litres	12 litres	9 litres	12 litres	9 litres	9 litres	9 litres	12 litres	9 litres	9 litres
	Max instrumentin pituus	228mm	290mm	290mm	228mm	290mm	228mm	228mm	228mm	290mm	228mm	228mm
	Max kuorman paino	3kg	4kg	4kg	3kg	4kg	3kg	3kg	3kg	4kg	3kg	3kg
	Sterilointilämpötila	126°C	126°C	126°C	121°C	121°C	121°C	126°C	121°C	121°C	134°C	134°C
	Min sterilointiaika	11 minutes	11 minutes	11 minutes	18 minutes	18 minutes	16 minutes	11 minutes	22 minutes	22 minutes	3 minutes	3 minutes
	Kokonaisprosessiaika - normal	22 minutes	22 minutes	22 minutes	28 minutes	30 minutes	26 minutes	22 minutes	70 minutes	70 minutes	20 minutes	20 minutes
	Käyttöpaine	1.4 bar	1.4 bar	1.4 bar	1.05 bar	1.05 bar	1.05 bar	1.4 bar	1.05 bar	1.05 bar	2.2 bar	2.2 bar
	Jännite	230v	230v	230v	110v	110v	230v	230v	230v	230v	230v	230v
	Teho	1500w	1500w	1500w	1200w	1200w	1500w	1500w	1500w	1500w	1500w	1500w
	Taajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
	Prosessitiedon tulostin										✓	
	Lämpötila- ja paineaurit			✓								✓
	Tarvikkeet	219708	219720	219720	219708	219720	219708	219708	219708	219720	219708	219708
								219706				
								219294				



Kasetti 3 kpl & pidin – ref 219706

Carrier - ref: 219708

Kasetti
ref: 219291

Kasetin
pidin
ref: 219740

Laaja valikoima
oheislaitteita - laite
haluttuun
tarpeeseen

Tulostin



Vakiokori
ref: 219708

ref: 219708



Kemialliset sterilointi-
indikaattorit

Suuri kori
ref: 219720



126°C ref: 219277
121°C/134

Nostoatula
ref: 219294

Kannen tiiviste
ref: 219500



Maailmanlaajuisesti käytetty

Suunniteltu kustannustehokkaaksi sterilointiratkaisuksi. Käsittää laajan malliston lisävarusteineen moniin erilaisiin tarpeisiin

Höyrysterilointi on suositeltu, suosittu, tehokas ja edullinen tapa instrumenttien kautta syntyvien infektoriskien eliminoimiseen. Höyrysterilointia suosittavat kaikki terveydenhuollon asiantuntijat ja viranomaiset, mm. maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) ja tautien ehkäisykeskus CDC (Centre for Disease Control).