

## UUSI KEMIALLINEN STERILOINTI-INDIKAATTORI SFS EN ISO 11140-1/LUOKKA 5

- Kotimainen
- Ei sisällä lyijyä
- Uuden tyyppinen, suljettava pakkaus

### Tuotetiedot:

- Liuskan koko 8 x 111 mm
- 500 liuskaa/pakkaus
- Pakkauksen koko 130 x 144 x 10 mm
- Pakkauksen paino n. 90 g



### Käyttö:

Välineiden sterilointiprosessien valvontaan SFS-EN 285:n ja SFS-EN 13060:n mukaisissa autoklaaveissa sekä laboratorioautoklaaveissa.

### Tulkinta:

Clinichem	134°C, 3,5 min 121°C, 15 min	STEAM ISO 11140-1 CLASS 5	LOT L 09/11		Alkuperäinen
Clinichem	134°C, 3,5 min 121°C, 15 min	STEAM ISO 11140-1 CLASS 5	LOT L 09/11		Onnistunut prosessi
Clinichem	134°C, 3,5 min 121°C, 15 min	STEAM ISO 11140-1 CLASS 5	LOT L 09/11		Riittämätön kosteus
Clinichem	134°C, 3,5 min 121°C, 15 min	STEAM ISO 11140-1 CLASS 5	LOT L 09/11		Riittämätön aika/lämpötila
Clinichem	134°C, 3,5 min 121°C, 15 min	STEAM ISO 11140-1 CLASS 5	LOT L 09/11		Liika kosteus

### Käyttöohje:

1) Taita mikroperferointia pitkin



2) Palauta



3) Repäise

