

clinell®

www.clinell.com

GOOD
DESIGN

Vain 10 osaa,

jotka helposti purettavissa ja
asennettavissa uudelleen kestäväksi
rakenteeksi. Ei ruuveja, muttereita eikä
niittejä.

Palkittu * suihkutuoli koostuu ruiskupuristetuista, tahraamattomista muoviosista, ruostumattomasta teräksestä valmistetusta rungosta sekä patentoiduista ja lukittavista EasyMove™ ja TotalStop™ pyöristä. 360° kääntyvät, irrotettavat jalkatuet, joissa on 'Clip & Slide' –mekanismi (pat.pend). Lateksiton istuinosa on saumaton eikä sisällä ainesosia joiden tiedetään tarjoavan mikrobikasvulle hyvän alustan.

Minimalistinen design heijastaa viimeisintä ajattelua infektioiden ehkäisyssä. Se mahdollistaa helpon puhdistuksen sekä parantaa ohjeistettavuutta.

* Good Design –palkinnon voittaja 2012.
Kilpailun organisoii The Chicago
Athenaeum
Museum of Architecture and Design



EASY CLEAN SUIHKUTUOLI



Uniikki, hygieeninen ja monikäyttöinen suihkutuoli. Voidaan helposti purkaa yksittäisiin osiin. Helpottaa puhdistettavuutta.

Good Design -palkinto

Uniikin ja edistyneen designin sekä yliveritset ominaisuuksiensa ansiosta Clinell Easy Clean- suihkutuoli on palkittu arvostetulla GOOD DESIGN™ -palkinnolla, joka on maailman vanhin ja tunnetuin design-palkinto, jonka myöntää Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design –organisaatio.

Monikäyttöinen

Soveltuu sekä kertakäyttöisille selluastioille että monikäyttöisille astioille. Voidaan käyttää sekä suihkutuolina että wc-tuolina.

Irrotettava, yksiosainen alusastiateline

Irrotettava alusastiateline mahdollistaa helpon puhdistettavuuden. Paikalleen asetus tapahtuu ylhäältäpäin.

Kestävä runko ruostumattomasta teräksestä

3 vuoden takuu.

Herkät, lukittavat pyörät

EasyMove™ ja TotalStop™ design.

Saranoidut käsinojat

Helpottavat potilaan siirtymistä ja avustamista. Lukittuvat ala asentoon.

Tahriintumaton muovi

Käytetty muovilaatu ehkäisee tahriintumista ja on kemiallisesti kestävä.

Helppo puhdistaa

Ei ruuveja, muttereita tai niittejä. Tasainen, likaa hylkivä pinta, ei teräviä nurkkia. Vähemmän lian kerääntymiskohtia. Helppo puhdistaa ja ohjeistaa.

Pyörivät ja irrottavat jalkatuet

Pyörivät 360° ja voidaan näin kääntää pois potilaan tieltä tai poistaa kokonaan ja helposti Clip & Slide mekanismin avulla (pat. pend).

Turvallinen ja hygieeninen muovi-istuin.

Lateksivapaa istuinosa, ei tahriinnu, eikä sisällä valmistussauvoja. Ei allergisoiva eikä toimi bakteerien kasvualustana. Helppo puhdistaa.

Helppo kannen säilytys

WC-aukon kansi voidaan kätevästi säilyttää istuimen selkänojan takana, jolloin se on aina kiinteästi tuolin yhteydessä.



Alusastia asetetaan paikalleen tuolin takaa



Irrotettava, yhdestä kappaleesta koostuva alusastiateline asetetaan paikoilleen ylhäältä.



Saranoidut, lukittuvat käsinojat helpottavat potilaan siirtymistä ja avustamista.



WC-aukon kansi säilyy selkänojan takana tuolin yhteydessä.



Patentoidut EasyMove™ ja TotalStop™ -pyörät.



Pyörivät ja liukuvat jalkatuet (pat. pend.)

TUOTETIEDOT	MITAT
Korkeus	105 cm
Leveys	60 cm
Syvyys	77cm

TUOTETIEDOT	MITAT
Käsinojen sisäetäisyys	49 cm
Istuinkorkeus	51cm
Maks. kuorma	190 kg

Valmistaja:

GAMA

GAMA Healthcare Ltd, Lontoo

www.clinell.com

Maahantuonti ja myynti:

Clinichem

Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12, 47400 Kausala

p.05 3818180

clinichem@clinichem.fi, www.clinichem.fi

TUOTE	TOIMITUSYKSIKÖ	TILAUSKOODI
Easy Clean suihkutuoli	1 kpl	CCOM1